

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13
им. Н-Ф. ФИЛАТОВА
123001, Москва, Садовая-Кудринская, 15
тел/факс: 254-31-05



ОТЗЫВ о работе озоновых стерилизаторов «Орион»

Озоновые стерилизаторы «Орион» используются в оперблоках нашей больницы с 2003 г. В настоящее время озоновые стерилизаторы используются в лапароскопической, травматологической, гнойной, торокальной операционных. Ежедневно стерилизации в озоновых стерилизаторах подвергаются хирургические инструменты, в том числе содержащие оптические детали, а также различные термонеустойчивые изделия медицинского назначения (включая дрели и другие сложные инструменты травматологического профиля).

Использование озоновых стерилизаторов в операционном блоке значительно сократило время (до 20 – 30 минут) на подготовку хирургического инструментария и позволило повысить оперативную активность стационара.

Несомненно, использование озоновых стерилизаторов привело к экономии денежных средств, так как отпала необходимость в закупке химических стерилантов.

Немаловажным также является экономия электроэнергии и уменьшение износа хирургического инструмента за счет сокращения времени стерилизации и отказа от применения высоких температур и давления, которые имеют место при применении воздушных стерилизаторов и автоклавов.

Бактериологической лабораторией больницы проведено 123 посева смывной жидкости с хирургического инструментария и изделий медицинского назначения на стерильность после обработки их в озоновом стерилизаторе, положительных результатов выявлено не было, что говорит о высоком стерилизационном эффекте озоновых стерилизаторов «Орион».

Озоновый стерилизатор «Орион» надежен и прост в работе и может быть рекомендован к широкому применению.

Зам. главного врача по эпидемиологическим
вопросам

Тарасова Г. Е.

